

Tabella II: Commenti applicabili da tutti i laboratori

Commenti relativi alla fase preanalitica: attengono alla fase di raccolta, trasporto e conservazione del campione, nonché alle condizioni di *non idoneità* rilevabili macroscopicamente (ad esempio per quantità insufficiente del campione o per contaminazione macroscopicamente evidente)

- Contenitore non idoneo, si prega ripetere la raccolta del campione
- Campione insufficiente, si prega ripetere la raccolta
- Esame non eseguito per mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza
- Contenitore contaminato, si prega ripetere la raccolta del campione
- Campione non idoneo a causa del mancato rispetto dei tempi di conservazione
- Campione non idoneo a causa di una scorretta temperatura di conservazione
- Campione non idoneo per presenza di macrocontaminanti

Commenti inerenti la fase analitica: riguardano il giudizio di idoneità del campione in caso di contaminazione (uretrale, vaginale, fecale, spermatica) rilevabile solo con l'analisi del sedimento urinario, nonché tutte le situazioni in cui si riscontrino anomalie quali/quantitative dei parametri chimici, fisici o del sedimento. Rientrano in questo gruppo, ad esempio, la contaminazione da liquido seminale o il primo riscontro di una proteinuria e/o albuminuria.

Idoneità del campione/contaminazione microscopica

- Probabile contaminazione in fase di raccolta, si prega raccogliere un nuovo campione secondo le modalità raccomandate dal laboratorio
- Campione non idoneo per contaminazione (fecale, uretrale, vaginale, spermatica); ottenere un nuovo campione attenendosi scrupolosamente alle modalità di raccolta raccomandate dal laboratorio

Concentrazione del campione

- Campione non idoneo per eccessiva diluizione del campione; si prega ripetere la raccolta
- Campione poco concentrato possibile lisi degli elementi cellulari.
- Cellule-/muco: La presenza di cellule epiteliali squamose in numero elevato (es > 1 per campo microscopico a 400x) e di abbondante muco è indicativa di una raccolta non corretta; si prega ripetere attenendosi scrupolosamente alle modalità di raccolta raccomandate dal laboratorio.

Proteinuria/Albuminuria

- In caso di primo riscontro di albuminuria e/o proteinuria alterati, riconfermare il dato su altri campioni prima di procedere ad approfondimenti diagnostici. Nel caso specifico di soggetti di età inferiore a 30 anni escludere proteinuria ortostatica.
- Proteinuria (e/o albuminuria) non eseguibile per contaminazione genitale (da liquido seminale).
- Quadro compatibile con infezione delle vie urinarie. Il dato di albuminuria e/o proteinuria dovrà essere rivalutato una volta risolto il quadro clinico.
- Probabile contaminazione da raccolta non corretta; la presenza di proteinuria e/o albuminuria potrebbe essere non attendibile. Si prega ripetere attenendosi scrupolosamente alle modalità di raccolta raccomandate dal laboratorio.